

浄水カートリッジ内蔵で
見た目すっきり!



※カートリッジ装着イメージ

今お使いの水栓を丸ごとお取り替えするなら!

シャワー水栓で
機能性も高まります。

ハンドシャワーで
シンク洗いがラク!



水栓一体型浄水器

水栓一体タイプ

JIS規格
16項目
除去

ろ過流量
3L/分※
(0.1MPa)

除去率
(塩素)
95%以上※

※ダスキン基準
試験結果

12週間定期補充料金 7,590円(税込) (12週間ごとのカートリッジ交換、水栓本体の使用料、部品交換を含む)

水栓本体基本取付費

21,450円(税込) ▶ 16,500円(税込)

今なら!
4,950円
お得!
(税込)

申込受付期間 2021.6/14月～9/3全
取り付け期限は2021年9月30日(木)まで

【本体】●サイズ:約幅5.6×奥行30.7×高さ23(止水時)/26(吐水時)cm ●スパウト回転角度:120° ●ホース引き出し長さ:約35cm ●素材:ABS樹脂、ポリアセタール【カートリッジ】●サイズ:外径2.95×長さ14.7cm ●ろ材:活性炭、イオン交換体、不織布 ●重量:約50g(使用前) ●ろ過流量:3L/分以上(0.1MPa) ●総ろ過水量:900L

※基本取付費:ご使用中水栓の取り外し、商品水栓の設置、シンク下配管への接続までです。※お客様宅の状況によって、オプション作業(追加費用発生)が必要な場合があります。※万が一ご解約の場合は水栓はそのまま譲渡いたしますが、2年未満での解約の場合は解約違約金(10,000円)不課税を頂戴いたします。※取付後の商品水栓の取り外し、原状復帰、別の水栓の設置はお受けできません。※初期・2日以上使用しなかった場合は約2分間、毎日の使い始めは30秒以上、捨て水をしてください。

定期的に部品を無料で交換

カートリッジ 12週間ごとに交換

水栓本体 1年ごとに交換

シャワーヘッド部

5年ごとに交換


グリップ部、レバーハンドル、ホース等

※部品の無料交換は、契約を継続されていることが条件になります。


取り付け可能な
キッチンとは?

現在お使いの
水栓のタイプを
ご確認ください。


ワンホールタイプ



ツーホールタイプ



壁付きタイプ



ダスキンの浄水器は浄水性能も◎!

気になるお水の状態や利用状況に応じて浄水器をお選びいただけます。

JIS S3201の対象物質17項目中の除去物質(除去率80%)

カートリッジ別 除去対象物質	残留塩素	遊離塩素	総トリハロメタン	クロロホルム	ジクロロメタン	プロモクロロメタン	ジクロロエチレン	プロモホルム	クロロエチレン	テトラクロロエチレン	トリクロロエチレン	CAT(農薬)	2-MIB(カビ臭)	溶解性鉛	濁り	1,2-DCE	ベンゼン	ジエオキシン	フェノール類	界面活性剤	陰イオン	総ろ過水量
おいしい水プラス2 高除去カートリッジ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	300L
おいしい水プラス2 大流量カートリッジ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	300L
おいしい水プチ3	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	900L
水栓一体型浄水器	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	●	●	●	●	●	●	900L

※お湯浄水時の除去対象物質(ダスキン基準試験結果)水道水の水質基準に適合した水でご使用ください。

ダスキン調べ

迷ったらこちら!
AIチャットがお答えします!



しっかり
除去できるから
安心です!



AEDが必要な時は
お問合せ下さい。

月額 2,750円(税込)から

持ち運びが出来るので
スポーツの活動などにも
ご利用いただけます。



耐用期間
メーカー保証
8年

消耗品交換
4年に1回

※LIFELINKcentral™ AEDプログラムマネージャへの登録が必要です。LIFELINKcentral™ AEDプログラムマネージャは、AED設置後のご活用をお手伝いするウェブベースのサポートプログラムで無料のサービスです。

- 8年間メーカー保証付き
- 消耗品交換 4年に1回